

Mise à jour version 4.7.11

Version du 3 novembre 2008 optimisée pour Windows XP Pro ou Vista business

1. Vérification préalable et Copie de sécurité

Pour installer la mise à jour 4.7.11, **le logiciel infirmier doit être en version 4.7.5 ou 4.7.10**. Une installation sur une autre version pourrait empêcher le bon fonctionnement du logiciel et endommager votre base de données. Avant d'installer la mise à jour, veuillez donc vérifier que votre logiciel est bien en **version 4.7.5 ou 4.7.10** : lancez le logiciel Soft33 et vérifiez dans le coin inférieur droit de la fenêtre le numéro de version.

Cette mise à jour contient :

- Possibilité de choisir le mode du scanner (avec/sans interface utilisateur)
- Correction : modification de l'établissement d'une demande de soins

Copie de sécurité de vos données : [Utilitaires > Backup base de données](#)

- Insérer le support de backup (disquette ZIP, stick USB, ...)
- Cliquer sur : Backup
- Eventuellement, confirmer la demande de remplacement de l'ancienne sauvegarde [Oui]

2. Installation de la mise à jour 4.7.11

- **Attention :** Fermez tous les programmes dont Soft33 avant de commencer la procédure de mise à jour.
- Pour lancer le téléchargement du programme d'installation, veuillez vous rendre sur notre site <http://www.infpac.com/> dans la rubrique "Téléchargement" > "Mise à jour".
Cliquez ensuite sur : "Mise à jour Soft33 Version 4.7.11".
- Dans la fenêtre de téléchargement, cliquez sur "Exécuter" (ou "Ouvrir" selon le navigateur web)
Rem. : si vous désirez installer le programme sur une autre machine que celle où vous téléchargez le programme d'installation, vous pouvez l'enregistrer sur un support amovible, par exemple une clé USB.
- Lorsque le téléchargement est terminé, cliquez de nouveau sur "Exécuter"
- Cliquez sur "Installer" pour installer la mise à jour Soft 33 version 4.7.11.